

AccuGait Walkway



AccuGait Walkwayは、AccuGait-Optimized(ACG-O)ポータブルフォースプレートをモバイル歩行ラボへと進化させます。この6つのパーツからなるウォークウェイは、軽量ながらも耐久性に優れたアルミフォーム複合材で作られており、ラインアップピンとクイックラッチにより、簡単にセットアップと撤収が可能です。
*ACG-Oフォースプレートは付属しておらず、別売りです。



標準的なACG-Oフォースプレート1枚構成の通路は2.9mですが、追加セクションを使用することで複数のプラットフォーム構成が可能です。ACG-Oフォースプレートを端から端まで直列に配置する場合は「ACGWALK-SE」セクションを追加購入し、交互に配置する場合は「ACGWALK-SR-SL」セクションを追加購入してください。また、歩幅の異なる歩行者にも対応できるように、オプションで20cmのスペーサーもご用意しています。

歩道幅は1.2mに固定されています。

AccuGait Walkway

利用可能なシリーズ

AccuGait-Optimized(ACG-O)

※AccuGait-OやOPTIMA-HPS、OPTIMA-BMS用の木製歩行路(日本国内製)の作成も可能です。

System Information

標準のAccuGait Walkwayは、ACG-Oフォースプレートを1台設置可能で、全体寸法は幅1.2m×長さ2.9mです。オプションおよび追加コンポーネントをご用意しており、複数のACG-Oプラットフォーム、様々な歩幅、およびフォースプレートのスタッガードレイアウトに対応可能です。

標準Walkwayセクション




- ・テーパードエンドセクション x 2 (各 60 x 120 cm)
- ・フラットサラウンド 2枚 (各 60 x 120 x 4.5 cm)
- ・ACG-O サラウンド 2枚 (各 35 x 50 cm)

オプション



- ・ACG-Oプレート間の20cmスペーサー
- ・フォースプレートを追加するためのACG-Oサラウンド
- ・左右のACG-Oサラウンドによるスタッガードレイアウト

ACG-O(別売)



- ・多用途の歩行とバランスプラットフォームフォーム
- ・簡単なプラグアンドプレイUSBインターフェース
- ・複数のプレートには追加のACG-Oサラウンドが必要

※仕様は予告なく変更されることがあります。

AMTI
FORCE AND MOTION

www.amti.biz

AMTI JAPAN

有限会社 AMTI JAPAN

〒252-0813 神奈川県藤沢市亀井野351-7
フラワービル103

TEL:0466-21-9790/FAX:0466-21-9791

URL:<https://amti-japan.com>

Email : wada.amti@gmail.com